

Agitateur magnétique

Idéal pour l'homogénéisation des solutions dans un milieu visqueux.



Photos non contractuelles

Un agitateur magnétique permet d'homogénéiser une solution en utilisant la force magnétique.

Cet appareil est particulièrement utilisé dans les cas suivants :

- préparation d'une solution dans un milieu visqueux
- accélérer la dissolution d'un composé solide dans un solvant
- effectuer une recristallisation

L'agitateur magnétique s'adapte à vos plaques chauffantes de tailles A4 et A3. Le boîtier vous indique la vitesse de rotation des aimants (aimants non fournis avec l'appareil) et vous permet ainsi de régler la vitesse optimale lors de votre minéralisation.

Attention : La température de la plaque ne doit pas excéder 120°C lorsqu'elle est utilisée avec un agitateur magnétique.

