

# Plaque chauffante 350°C

Dimensions :	<b>Modèle A4</b> : 410 x 310 x H160 mm (hauteur totale) <b>Modèle A3</b> : 530 x 430 x H170 mm (hauteur totale) <b>Modèle A2</b> : 720 x 520 x H170 mm (hauteur totale) (La plaque graphite a toujours un rebord)
Dimensions du graphite :	<b>Modèle A4</b> : 320 x 220 x 50 mm <b>Modèle A3</b> : 420 x 320 x 50 mm <b>Modèle A2</b> : 620 x 420 x 50 mm
Voltage :	230V (50Hz)
Puissance en Watts	A4 = 3000 = environ 13Amp en 230V A3 = 3400 = environ 15Amp en 230V A2 = 4400 = environ 19Amp en 230V
Matériaux :	Corps en graphite sans revêtement PFA Support en inox revêtu PFA
Garantie :	1 an pour les éléments électroniques et électriques 2 ans pour le graphite (dans le cadre d'une utilisation normale, sans poser de vaisselle coupante.

