

ETC EasyTraceCleaner® - Options

Option 1 – Plateau intermédiaire

Ce plateau intermédiaire double votre capacité de nettoyage en vous permettant de laver vos bouchons au-dessus de vos vials.



Désignation :	Référence :
Plateau intermédiaire pour ETC EVO II taille M	OPTION-1-M-ETC EVO II
Plateau intermédiaire pour ETC EVO II taille L	OPTION-1-L-ETC EVO II
Plateau intermédiaire pour ETC EVO II taille XL	OPTION-1-XL-ETC EVO II

Option 2 – Portoir supplémentaire

Ce portoir comprend 1 plateau bas + 1 poignée + 48 picots.

Cette option vous permet de préparer à l'avance un second lot de vaisselle à laver.



Désignation :	Référence :
Portoir supplémentaire pour ETC EVO II taille M	OPTION-2-M-120-ETC EVO II
Portoir supplémentaire pour ETC EVO II taille L	OPTION-2-L-120-ETC EVO II
Portoir supplémentaire pour ETC EVO II taille XL	OPTION-2-XL-120-ETC EVO II

Option 3 – 48 picots


Permet de stabiliser votre vaisselle plus facilement. Transforme un plateau intermédiaire à bouchons en plateau intermédiaire à vaisselle.



Désignation :	Référence :
48 Picots supplémentaires de 120mm pour ETC EVO II	OPTION-3-120-ETC EVO II
48 Picots supplémentaires de 160mm pour ETC EVO II	OPTION-3-160-ETC EVO II
48 Picots supplémentaires de 210mm pour ETC EVO II	OPTION-3-210-ETC EVO II

Option 4 – P'TIPS RACK

Permet de nettoyer facilement et efficacement toutes vos pointes de pipettes dans votre ETC.



Désignation :	Référence :
P'TIPS Rack 200µl	OPTION-4-200-ETC EVO II
P'TIPS Rack 1000µl	OPTION-4-1000-ETC EVO II
P'TIPS Rack 5000µl	OPTION-4-5000-ETC EVO II
P'TIPS Rack 10000µl	OPTION-4-10000-ETC EVO II
P'TIPS Transfer Rack 200µl	OPTION-4B-TRANSFER-200
P'TIPS Transfer Rack 1000µl	OPTION-4B-TRANSFER-1000

Option 5 – Plateau compartimenté

Ce plateau peut servir à stabiliser votre vaisselle à la place de vos picots (photo 2). Indispensable pour faire tenir la vaisselle ne pouvant être maintenue par les tiges en PTFE (photo3).

La hauteur du plateau peut être adaptée en fonction de la taille de la vaisselle à nettoyer. Ceci est très utile notamment pour la vaisselle de petite taille.




Désignation :	Référence :
Plateau compartimenté pour ETC EVO II	OPTION-5-ETC EVO II

Option 1/5b – Spacer supplémentaire

Permet de personnaliser la hauteur de vos plateaux (compartimenté ou intermédiaire) afin de répondre à vos besoins.

Nous contacter pour définir la hauteur du Spacer en fonction de votre vaisselle.



Désignation :	Référence :
Hauteur de cale sur demande pour plateau intermédiaire et compartimenté	OPTION-1/5b-ETC EVO II

Option 6 – Hotte mobile

Aide à maintenir le contrôle de votre environnement de travail.



Désignation :	Référence :
Mini Hotte pour ETC EVO II	OPTION-7-ETC EVO II

Option 6b – Filtre à charbon

Le système de filtration à charbon actif permet une sécurité optimale lors de vos manipulations chimiques.



Désignation :	Référence :
Filtre à Charbon pour Mini Hotte	OPTION-6B-CHARCOAL FILTER