


Cold P'Tips Cleaner

Un dispositif de conditionnement à froid simple et efficace pour vos embouts ou cônes de pipettes



Position de remplissage

- Ne prenez plus le risque de contaminer vos échantillons et/ou le réactif que vous prélevez en pipétant.
- Pré-conditionnez l'intérieur et l'extérieur de vos cônes de pipettes en une seule opération efficace, reproductible, économique.
- Lavez tout type de cône de pipettes.



Support de lavage

96 pipettes transférés en même temps grâce au support de lavage

Le dispositif fabriqué en matériaux fluoropolymères (PTFE, PFA) peut être utilisé avec un très grand nombre de réactifs.



Position de vidange