


ETC EasyTraceCleaner® - Options

OPTION 01 Plateau Intermédiaire

Ce plateau intermédiaire double votre capacité de nettoyage en vous permettant de laver vos bouchons au-dessus de vos vials.



Référence	Désignation
ETC-O1-L	PTFE MIDDLE PLATE FOR ETC EVO II -L- (Spacer 200mm)
ETC-O1-XL	PTFE MIDDLE PLATE FOR ETC EVO II -XL- (Spacer 250mm)

OPTION 02

Portoir supplémentaire

Ce portoir comprend 1 plateau bas + 1 poignée + 48 picots.

Cette option vous permet de préparer à l'avance un second lot de vaisselle à laver.




Référence	Désignation
ETC-O2-L	ADDITIONNAL PTFE SET: TRAY + HANDLE + 48 RODS (120mm) FOR ETC EVO II L
ETC-O2-XL	ADDITIONNAL PTFE SET: TRAY + HANDLE + 48 RODS (120mm) FOR ETC EVO II XL

OPTION 03

48 Picots additionnels

Permet de stabiliser votre vaisselle plus facilement. Transforme un plateau intermédiaire à bouchons en plateau intermédiaire à vaisselle.





Double niveau de picot seulement possible avec un ETC taille XL

Référence	Désignation
ETC-O3-120	ADDITIONNAL PTFE 48 RODS 120mm FOR ETC EVO II
ETC-O3-160	ADDITIONNAL PTFE 48 RODS 160mm FOR ETC EVO II
ETC-O3-210	ADDITIONNAL PTFE 48 RODS 210mm FOR ETC EVO II

OPTION 04/04B

P'TIPS RACK & P'TIPS TRANSFER RACK

Permet de nettoyer facilement et efficacement toutes vos pointes de pipettes dans votre ETC.




Référence	Désignation
ETC-O4-200	P'TIPS RACK 200 μ l - L115 FOR ETC EVO II
ETC-O4-1000	P'TIPS RACK 1000 μ l - L115 FOR ETC EVO II
ETC-O4-5000	P'TIPS RACK 5000 μ l - L115 FOR ETC EVO II
ETC-O4-10000	P'TIPS RACK 10000 μ l - L115 FOR ETC EVO II
ETC-O4B-T200	P'TIPS TRANSFER RACK 200 μ L PLATE + RODS 96 POSITIONS FOR ETC EVO II
ETC-O4B-T1000	P'TIPS TRANSFER RACK 1000 μ L PLATE + RODS 96 POSITIONS FOR ETC EVO II

OPTION 05

Plateau compartimenté

Ce plateau peut servir à stabiliser votre vaisselle à la place de vos picots (photo 2). Indispensable pour faire tenir la vaisselle ne pouvant être maintenue par les tiges en PTFE (photo 3).

La hauteur du plateau peut être adaptée en fonction de la taille de la vaisselle à nettoyer. Ceci est très utile notamment pour la vaisselle de petite taille.




Référence	Désignation
ETC-05	SMALL OD VESSEL HOLDER FOR ETC EVO II (Spacer 205mm)

OPTION 01/05B

Spacer supplémentaire

Permet de personnaliser la hauteur de vos plateaux (compartimenté ou intermédiaire) afin de répondre à vos besoins.

Nous contacter pour définir la hauteur du Spacer en fonction de votre vaisselle.



Référence	Désignation
ETC-01/05B	CUSTOM SPACER FOR PTFE MIDDLE PLATE OR VESSEL HOLDER FOR ETC EVO II

OPTION 06

Mini hotte mobile

Aide à maintenir le contrôle de votre environnement de travail.



Référence	Désignation
ETC-06	MINI FUME HOOD FOR ETC EVO II (500X500X600mm)

OPTION 06B

Filtre à charbon

Le système de filtration à charbon actif permet une sécurité optimale lors de vos manipulations chimiques.



Référence	Désignation
ETC-O6B	CHARCOAL FILTER FOR MINI FUME HOOD - ETC EVO I